

Premiers secours



Les +

Facilité d'usage
Sécurité : dispositif médical

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60111	200 ml		10

DESCRIPTION

200 ml pH Neutral Plum - solution neutralisante
Solution de tampon phosphate stérile (4,9 %) neutralisant acides et bases. Ramène très rapidement le pH de l'œil à une valeur normale de 7,4.
Flacon 200 ml équipé d'une œillère ergonomique et livré avec capuchon.
Flacon 200 ml à utiliser individuellement ou en tant que recharge sur des stations et coffrets de lavage oculaires.
Temps de rinçage : 2 min

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Couleur 2	Bleu
Poids	200 g
Dimensions	165 x 55 mm

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DGM-272**

Délivrée par Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL

TAMPON DISTRIBUTEUR