

Coussin hémostatique



Le coussin hémostatique permet de stopper une hémorragie externe en se substituant à la compression manuelle.

Caractéristiques :

Le coussin hémostatique se compose d'une compresse absorbante non-tissée, d'un tampon de mousse conforme aux normes médicales et d'une grande bande extensible de 1 m x 10 cm pourvue d'un velcro pour une fixation rapide.

Le coussin est prêt à l'emploi et facile à poser : il suffit d'appliquer et de presser fortement le coussin hémostatique sur la blessure, puis d'enrouler la bande en la tendant et en faisant en sorte de recouvrir totalement la surface et la périphérie du tampon mousse.

A usage unique.

Conditionné sous emballage individuel.

- **Code Article ESCULAPE : 840 01 04**